

FR Kit de démarrage Leopard Gecko Instructions d'assemblage :

1 : Construire le Terrainium

- Construisez le Terrainium emballé à plat en suivant les instructions fournies.

2 : Insérer le matelas chauffant

- Glissez le matelas chauffant entre les deux vitres à l'arrière du Terrainium.
- N'enlevez pas la mousse isolante qui se trouve entre les deux vitres. Cela permet d'isoler le Terrainium et de s'assurer que la chaleur est dirigée vers l'intérieur du Terrainium.
- Veuillez lire attentivement les instructions relatives au tapis chauffant pour toute information complémentaire.
- Branchez le tapis chauffant dans la prise du Mat Stat (thermostat).

3 : Positionner la sonde du Mat Stat

- Placez la sonde du Mat Stat dans la cavité du câble de ventilation. Vous devrez retirer une languette pour insérer la sonde.
- La sonde doit être placée vers le côté gauche du Terrainium (au-dessus du tapis chauffant) pour créer un gradient de température à l'intérieur de l'enceinte.

4 : Ajouter le substrat

- Recouvrez le fond du Terrainium avec le substrat.
- Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une fine couche de substrat sur la position du matelas chauffant. Cela permet d'éviter un échauffement excessif et de maintenir la température sous contrôle.
- Veillez à ce que la sonde Mat Stat soit positionnée sur le tapis chauffant, au-dessus du substrat. Cela permet de réguler la température de la surface.

5 : Fixer le mini kit UVB

- Fixez le mini kit UVB sur le couvercle intérieur du Terrainium à l'aide des clips fournis.
- Placez le câble du kit UVB dans une autre des cavités du câble d'aération. Vous devrez enlever une languette pour insérer le câble.

6 : Contrôle de la température

- Branchez le Mat Stat sur le secteur et réglez la température souhaitée.
- Utilisez le thermomètre fourni dans le kit pour contrôler la température à l'intérieur du Terrainium.
- Fixez la sonde du thermomètre à côté de la sonde du Mat Stat pour obtenir une lecture précise.
- Il peut être nécessaire d'ajuster les réglages du Mat Stat jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte et maintenue.

Note : Les produits inclus dans le kit peuvent varier en fonction de la disponibilité, mais l'installation de base et les instructions devraient rester les mêmes. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et lire les instructions individuelles fournies pour chaque produit afin d'utiliser et de soigner correctement votre gecko léopard.

HabiStat

Leopard Gecko Starter Kit




HSLGSKI


CONTENTS*



Terrainium
61 x 38 x 30cm
(24 x 15 x 12")



Mat Stat 300 Watt



Heat Mat
28 x 28cm
(11 x 11") 12 Watt




Mini UVB Kit, 7%UVB
ShadeDweller Lamp, 8W



Leopard Gecko
Bedding 5 kg



Plastic Hide



Water Bowl



Coconut Cave x 2



Calcium Dish



Thermometer




Pure Calcium



Repton



Insecta Snack



Feeding Tongs